

## 蛍光色素(インターカラーター)の適用性確認

Loopamp DNA増幅試薬 D は市販の蛍光色素と蛍光測定装置を用いることで、リアルタイム蛍光検出が可能です。既に性能が確認されたLAMPプライマーと Loopamp DNA増幅試薬 D および 市販の蛍光色素とPCR測定装置を用いて測定を行い、蛍光色素を用いた検出が可能であることを確認しました。



### ● 試験方法

プライマー	検出対象	反応温度	反応時間	AMV添加※
肺炎マイコプラズマ検出用	DNA	66.0 °C	30秒×180サイクル	
H1 pdm 2009 インフルエンザウイルス(H1P)検出用	RNA	63.0 °C	30秒×180サイクル	○

※反応時に AMV Reverse Transcriptase(1.5 U/μL)を 1.0 μLを添加

上記のLAMPプライマー、蛍光色素、リアルタイムPCR装置を用いて陰性サンプル(Negative)および陽性サンプル2種(Positive①、Positive②)を既定の方法で測定しました。

### ● 測定結果 (社内データ)



### 蛍光色素を使用する場合の操作方法例

- 反応チューブ(Dried DNA Amplification Reagent)にプライマーミックスを15.0 μLずつ分注します※1。
  - サンプル溶液 又は コントロールを 10.0 μLずつ添加します※1。
  - 既定の方法で乾燥試薬の溶解操作を行った後、蛍光測定装置にセットして反応をスタートさせます(60~67°C、30~60分間※2)。
  - 酵素失活(80°C、5分間 又は 95°C、2分間)
  - 蛍光測定・判定
- ※1 最終LAMP反応液量が 25.0 μL となるようにプライマーミックスとサンプル溶液の添加量を調整します。
- ※2 設計したプライマーによって至適条件が異なります。

#### ○ プライマーミックス調製例

Primer: FIP	40 pmol
BIP	40 pmol
LF※3	20 pmol
LB※3	20 pmol
F3	5 pmol
B3	5 pmol
<b>0.008mM Oxazole Yellow</b>	<b>1.0 μL</b>
AMV Reverse Transcriptase(1.5U/μL)※4	(1.0 μL)
Distilled Water	X μL
<b>Total</b>	<b>15.0 μL /テスト</b>

※3 Loop primer を入れることで増幅時間が約1/3に短縮されます。  
 ※4 AMV Reverse Transcriptase は必要に応じて添加してください。

製品の使用上又は取扱い上の注意については、使用説明書をご参照ください。